

Pesada



Papel de pesada ref. 1200 HP

Papel liso, semitransparente y de aspecto satinado. Ideal para la pesada de sustancias de todo tipo.

Formatos y medidas



HOJAS

50 x 50 100 x 100 150 x 150

DIMENSIONES: Ancho x longitud en mm.

PRESENTACIÓN: Cajas de 500 hojas.



OTROS

Otros formatos y dimensiones disponibles bajo demanda.



APLICACIONES

- Pesada de todo tipo de sustancias.
- Manipulación de productos farmacéuticos

Recipientes de Papel de Pesada ref. 1200 RP

Pequeños recipientes de papel pergamino preparados para la pesada de sustancias viscosas o pastosas.

Formatos y medidas



RECIPIENTE

58 x 10 x 10 70 x 23 x 15

DIMENSIONES: Longitud x Ancho x Altura en mm.

PRESENTACIÓN: Cajas de 100 unidades.



APLICACIONES

- Pesada de sustancias viscosas o pastosas.

Bandejas de aluminio de Pesada ref. 1200 BP

Prácticas bandejas para la pesada de todo tipo de productos en balanzas electrónicas y desecadoras.

Formatos y medidas



BANDEJAS

56 72 93

DIMENSIONES: Diámetro interior en mm.

PRESENTACIÓN: Cajas de 500 unidades.



APLICACIONES

- Pesada de todo tipo de sustancias.
- Determinación del grado de humedad de muestras en balanzas desecadoras.



Pesada

Rollos de papel de aluminio ref. 1200 AP

Un papel aluminio de 11 micras en rollos de diferentes anchos para la pesada de productos y materiales sólidos. Disponibles con o sin dispensador.

Formatos y medidas



25 x 300 29 x 300 40 x 300

DIMENSIONES: Ancho (cm) x longitud (m).

PRESENTACIÓN: Con dispensador: Cajas de 4 rollos
Sin dispensador: Cajas de 6 rollos



APLICACIONES

- Pesada de todo tipo de sustancias.
- Protección de recipientes

Información para pedidos

Ref. 1200 HP. HOJAS



Medidas ancho x longitud (mm)	Código	Unids./caja
50 x 50	HJ12005050	500
100 x 100	HJ1200100100	500
150 x 150	HJ1200150150	500

Ref. 1200 BP. BANDEJAS ALUMINIO



Medida Ø Int. (mm)	Código	Unids./caja
56	BP1200056	500
72	BP1200072	500
93	BP1200093	500

Ref. 1200 RP. RECIPIENTES



Medidas (mm) ancho x longitud x alto	Código	Unids./caja
58 x 10 x 10	RC1200581010	100
70 x 23 x 15	RC1200702315	100

Ref. 1200 AP. ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO



Medidas ancho (cm) x longitud (m)	Código	Rollos/caja	Dispensador
25 x 300	RL120025300	6	NO
29 x 300	RL120029300	6	NO
40 x 300	RL120040300	6	NO
25 x 300	RL120025300/D	4	SI
29 x 300	RL120029300/D	4	SI
40 x 300	RL120040300/D	4	SI