



## Centrifugeuses actionnées à main

### APPLICATIONS

En laboratoires et centre d'enseignements.

### CARACTÉRISTIQUES

Pour tubes de 15 ml et pour tubes de butyromètres.


Avec dispositif de fixation à la table de travail.

Permet d'adapter un rotor pour 2 ou 4 tubes de 15 ml ou pour 2 butyromètres.

### MODÈLES

| Code           | Avec rotor pour       | Vitesse maxi.<br>r.p.m. | R.c.f.<br>maxi. | Poids<br>Kg |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>7000014</b> | <b>2 tubes</b>        | <b>1500</b>             | <b>360</b>      | <b>1,1</b>  |
| <b>7000015</b> | <b>4 tubes</b>        | <b>1500</b>             | <b>360</b>      | <b>1,2</b>  |
| <b>7000016</b> | <b>2 butyromètres</b> | <b>1500</b>             | <b>370</b>      | <b>1,2</b>  |

Livré avec rotor et gaines métalliques.



### ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Rotor pour deux tubes.

Code **7000017**

Rotor pour quatre tubes.

Code **7001388**

Gaines métalliques pour tubes de 15 ml.

Code **7001500**

Rotor pour deux butyromètres.

Code **7000018**



## Centrifugeuse angular "Cencom II"

AVEC ROTOR POUR 6 TUBES DE 15 ml ET 6 ADAPTATEURS ADDITIONNELS POUR TUBES FALCON DE 15 ml.

REGULATION ELECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET DU TEMPS. VITESSE REGLABLE JUSQU'À 4000 r.p.m. (1790 r.c.f.).

**NOUVEAU**

### SÉCURITÉ:

NORME EN. 61010.2.020. DISPOSITIF DE SECURITE PAR MICROINTERRUPTEUR QUI DECONNECTE L'ALIMENTATION DU MOTEUR A L'OUVERTURE DU COUVERCLE. FUSIBLE DE PROTECTION SUR LA PARTIE ARRIERE.

### APPLICATIONS

Laboratoires en général et centres d'enseignements.

### CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur en plastique ABS moulé.

Suspension élastique du moteur, diminuant les vibrations au maximum.

Rotor angulaire pour 6 tubes avec identificateur numérique.

Couvercle en polycarbonate transparent qui permet de visualiser le rotor en marche.

Sélection de 1000 à 4000 r.p.m. par paliers de 500 r.p.m.

Sélection du temps de 1' à 60' par paliers de 1'.

### PANNEAU DE COMMANDES


Ecran digital d'indication de la vitesse ou du temps.

Bouton marche/arrêt.

Bouton de sélection de vitesse-temps.

Bouton d'augmentation de la valeur.

Bouton de diminution de la valeur.



Vue longitudinale du rotor avec enveloppant et double appui du gaine dans ses deux extrémités.

### MODÈLE

| Code           | Capacité<br>tubes ml | Haut./Ø<br>(extérieur) cm | Vitesse maxi.<br>r.p.m. | R.c.f.<br>maxi. | Consom.<br>W | Poids<br>Kg |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>7002240</b> | <b>6 x 15</b>        | <b>28 26</b>              | <b>4000</b>             | <b>1760</b>     | <b>80</b>    | <b>4,5</b>  |

Livré avec 6 adaptateurs avec 6 tubes en verre de 15 ml et 6 adaptateurs additionnels pour tubes Falcon de 15 ml.

### ACCESSOIRE

**Adaptateur gaine.** Pour tube de 12 Ø x 75 mm VAC. Capacité du rotor: 6 adaptateurs.

Code **1001556**