

Distillateur d'azote - protéine "DNP-1500-MP"



DNP-1500-MP



Panneau de
contrôle

Avantages

- 20 programmes libres pour l'utilisateur
- Générateur électrique de vapeur avec control du niveau d'eau.
- Calibrage des pompes par l'utilisateur
- Détecteur d'ouverture de la porte

Caractéristiques :

- Control du fonctionnement par microprocesseur avec écran LCD
- Capacité de 20 programmes de travail
- De plus, le distillateur dispose de deux programmes fixes:
 - Test Ammonium sulfate / Préchauffement de l'appareil
- 9 programmes prédéfinis:
 - Alcools, céréales, lactique, viandes, poisson, eaux résiduelles, fertilisants, fruits à coque, aliments animaux.
- Meuble en acier inoxydable et résine époxy

Sécurité:

- Dispositif de détection de fermeture de porte.
- Dispositif de détection de tube de digestion.
- Thermostat de sécurité.

Distillateur d'azote - protéine "DNP-1500-MP"

Prestations

Rang de mesure: de 0,1 à 200 mg de N
 Récupération d'Azote: $\geq 99,5 \%$
 Reproductibilité: $\pm 1 \%$
 Temps de distillation: 4 minutes pour 100 mL
 Consommation d'eau de réfrigération: 1,2 L/m.
 Puissance électrique: 2000 W (100%)
 Nombre de Programmes: 20 pour l'utilisateur

Paramètres programmables et leur valeurs

Eau de dilution: 0-200 mL
 Solution NaOH: 0-200 mL
 Temps de réaction (délai): 0-30 minutes
 Temps de distillation: 0-30 minutes ou indéfini
 Régulation puissance vapeur: 30-100%

Livré complet avec les accessoires suivants:

- 1 tube macro Ø 42 x 300 mm
- 2 réservoirs de 10 litres pour H₂O et NaOH.
- Plusieurs tuyaux de connexion.

Référence	Réservoir H ₂ O	Réservoir NaOH	Dimensions (H x L x P) mm	Puissance W	Poids kg.
DNP-1500 MP	10 L	10 L	800 x 450 x 380	2000	30

Accessoires

Référence	Description	Volume	Dimensions
TB-42300	Tube digestion	250 ml	42 (Ø) x 300 mm
TB-26300	Tube digestion	100 ml	26 (Ø) x 300 mm

TB-42300



TB-26300

