

## Unité de neutralisation de fumées "SCRUBBER"



MBC-6 + "Scrubber"

"Scrubber"



### Avantages

Unité de neutralisation fermée. 48 l/min 10mbar a 800mbar  
Filtration et neutralisation de fumées  
Economie de l'eau de réfrigération.  
Pompe à vide comprise

### Caractéristiques:

Les gaz produits durant la digestion, aspirés par l'action d'une pompe à vide, passent premièrement par une phase de condensation qui agit comme un extracteur préliminaire pour vapeurs et liquides entraînés par celles-ci, évitant ainsi un réchauffement ou une augmentation du volume de la solution finale de lavage.

Les gaz acides ou alcalins, sont lavés et neutralisés durant la phase suivante. La majeure partie des particules non souhaitées se retient pendant la phase d'absorption grâce à des granulés actifs de charbon. L'air utilisé est dirigé directement à une hotte ou à l'extérieur. L'unité de neutralisation "Scrubber" se connecte directement grâce à un tuyau flexible relié au collecteur de fumée du système de digestion.

| Référence | (H x L x P) en mm | Poids kg |
|-----------|-------------------|----------|
| SCRUBBER  | 520 x 373 x 310   | 13       |