

Désioniseur d'eau "DEM"

DEM-10



Avantages

Très peu encombrant
Cartouche facilement interchangeable
Indicateur de conductivité en μS

Applications

Production d'eau désionisée pour l'usage en laboratoire

Caractéristiques

Unité de fixation murale. Pour connexion au réseau de l'eau.

Pendant la désionisation, on enlève toutes les substances inorganiques, permettant d'obtenir une production d'eau avec une grande pureté ionique.

Conductimètre compris pour la lecture de la conductivité actuelle d'eau produite ($\mu\text{S}/\text{cm}$).

Conductivité = 0,1 -20 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Référence	Matériel	Débit maximal d'eau	Diamètre x H en mm	Poids kg
DEM-10	polyéthylène	50 l./h.	100 x 600	3
DEM-100	polyéthylène	100 l./h.	180 x 480	7
DEM-250	acier inoxydable	250 l./h.	240 x 410	14

Accessories (Cartouche de rechange)

DEM-10C
DEM-100C
DEM-250C