

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador Vórtex, con control de velocidad, V05**

**Descripción :** Regulación electrónica de velocidad entre 0 y 2500 rpm. Dos modos de funcionamiento: continuo o intermitente por presión sobre el cabezal. Diferentes aplicaciones gracias a la variedad de cabezales intercambiables (opcionales). Soporte estándar para tubos de  $\varnothing < 30$  mm, VORX-A03-001, incluido con el equipo. Opcional: adaptadores y plataforma antideslizante para tubos (requieren el soporte VORX-A04-001, no incluido). Dimensiones exteriores (h x  $\varnothing$  x w): 130 x 160 x 127 mm. Gran estabilidad gracias a las ventosas en su base que evitan que el vórtex se mueva. 220-230 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VORX-005-001	agitador Vórtex LBX V05	1
VORX-A03-001	soporte estándar para tubos de $\varnothing < 30$ mm	1
VORX-A04-001	soporte de fijación universal para los adaptadores de tubos o la plataforma antideslizante ( $\varnothing 100$ m)	1
VORX-A06-001	varilla de presión (se emplea con los adaptadores de tubos)	1
VORX-A07-001	pie ventosa con tornillo de recambio	1
VORX-A41-001	adaptador para 48 tubos de $\varnothing 6$ mm	1
VORX-A51-001	adaptador para 15 tubos de $\varnothing 10$ mm	1
VORX-A61-001	adaptador para 12 tubos de $\varnothing 12$ mm	1
VORX-A71-001	adaptador para 8 tubos de $\varnothing 16$ mm	1
VORX-A81-001	adaptador para 8 tubos de $\varnothing 20$ mm	1
VORX-A05-001	plataforma antideslizante para tubos ( $\varnothing < 99$ mm)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,435	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,5	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,5	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,5	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,8	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,5	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,5	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,5	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,5	84798200	08434868052666

VORX-A81-001	0,01	0,5	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,8	84798200	08434868052604

FOTO DEL PRODUCTO

