

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Baño termostático, WB01

Descripción : Chasis metálico con exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante y cuba de acero inoxidable. Regulación digital de temperatura entre ambiente 5 °C y 100 °C (Resolución: 1°C). Pueden funcionar en modo continuo o bien programarse mediante un temporizador digital para trabajar en periodos de tiempo concretos, desde 1 min. hasta 9999 min, con señal acústica. Doble pantalla digital de temperatura y tiempo. Alarma de sobrecalentamiento del baño. Incluye plataforma cubrerresistencias, tapa removible con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm). Cuenta con manguera de desagüe (excepto modelo TWBA-001-001). 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz. Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	orificios	dimensiones útiles (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TWBA-001-001	3 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	4	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188

FOTO DEL PRODUCTO

