

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador mecánico orbital, con pantalla y función de tiempo, Orb-Pro**

**Descripción :** Dos pantallas LCD que muestran tiempo y velocidad. Función de temporizador (1min-19h59min). Velocidad regulable entre 100 y 500 rpm. Diámetro orbital de 10 mm. Capacidad de carga de 7.5 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. El equipo incluye un accesorio universal con 4 barras SHKP-A02-001 y se puede combinar con una plataforma antideslizante. Dimensiones (L x A x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años.

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKP-500-001	Agitador mecánico orbital, LBX Orb-Pro	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

## FOTO DEL PRODUCTO

