

Baños de ultrasonidos digitales DU

Características principales

- Rango de trabajo: +5 °C ... +60 °C
- Pantalla LED retroiluminada
- Frecuencia ultrasónica: 40/28 kHz
- Temporizador de 1 a 99 minutos
- Funciones de Sweep, Pulse y Degas

Otras especificaciones

Baño ultrasónico digital Argolab con tecnología Sweep integrada y equipado con funciones de Pulse y Degas.

Pantallas digitales iluminadas que muestran la temperatura actual y la configurada, el temporizador, el nivel de potencia ultrasónica y la frecuencia de operación.

Control independiente de las funciones de ultrasonido, calentamiento, Pulse y Degas.
Control de temperatura hasta 60 °C.
Temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Incluyen

Todos los modelos se suministran con cesta de malla de acero, tapa de acero inoxidable y 1 x 60ml de limpiador universal concentrado. En los modelos DU-100S / DU-220S / DU-450S hay un grifo para vaciar el depósito.



MODELOS BAÑOS ULTRASONIDOS DIGITALES DU

	Volumen (litros)	Potencia de calentamiento (W)	Potencia ultrasónica (W)	Dimensiones del tanque mm An x Alto x F	Peso kg	Cat. nº
DU-06	0.6	No caliente	50	150 x 65 x 85	1,35	G-DU06
DU-32S	3.2	100	120	240 x 100 x135	3,80	G-DU32
DU-45S	4.5	200	180	300 x 100 x 150	4,40	G-DU45
DU-65S	6.5	200	180	300 x 150 x 150	5,40	G-DU65
DU-100S	10	500	240	300 x 150 x 240	8,20	G-DU100
DU-220S	22	500	480	500 x 150 x 300	13,20	G-DU220
DU-450S	45	1000	720	500 x 300 x 300	17	G-DU450

Baño de ultrasonidos MINI CE-6200A

Características principales

- Baño ultrasónico digital sin calentamiento con un volumen de 1,4 L.
- Especialmente recomendado para joyeros, etc.
- Pantalla digital táctil.
- Temporizador ajustable: 90-180-280-380-480 s.
- Frecuencia ultrasónica: 42 kHz.



	Volumen (litros)	Potencia ultrasónica (W)	Dimensiones del tanque mm An x Alto x F	Peso kg	Cat. nº
CE-6200 A	1,4	70	175 x 70 x 135	1,55	G-CE6200

*Ver accesorios en la página 26