



## Pipeteadores Motorizados y Manuales

PARA TODO TIPO DE PIPETAS DE 1 A 100 ml.

### PIPETEADOR MOTORIZADO "POWERPETTE PLUS"

#### CARACTERÍSTICAS

Conmutador de tres posiciones para la aspiración y dispensación rápida o lenta, o dispensación gravitacional para vertido libre.

La presión ejercitada sobre los pulsadores ergonómicos permite la modulación y control de la velocidad de aspiración y dispensación.

Para una protección efectiva contra el aire contaminado tanto del equipo durante la aspiración, como de la muestra durante la dispensación, se suministra de serie con un filtro hidrófobo de 45 µm y otro de 0,2 µm.

Incluye práctico soporte de sobremesa diseñado para reposar el equipo tanto con o sin pipeta.

Totalmente recargable con una autonomía media de 8 h en continuo.

Indicador luminoso de baja batería que alerta cuando solo queda 1h de operatividad.

Puede utilizarse mientras se está recargando.

Cargador de 75 mA/h. Tiempo de carga 14 horas.

Equipado con 2 baterías de 1.2 V (níquel hidruro metal).

El cono portapipeta de silicona es autoclavable a 121 °C.

El soporte de pared se suministra como accesorio.

Peso: 180 g.



Soporte pared  
código 0266138



Pipeteador Motorizado "Powerpette Plus". Código **0266001**

### PIPETEADOR MANUAL "SAFETYPETTE PRO"

#### CARACTERÍSTICAS

Ergonómica, confortable, robusta, ligera y de simple operación.

Diseñado con una perilla ultracompresora de silicona que proporciona un suave control manual del pipeteo tanto en la aspiración como en la dispensación.

Una vez presionada la perilla, la palanca del pulgar controla ambas velocidades de aspiración y dispensación y para los requerimientos de expulsión del último residuo líquido, el botón intermedio efectúa el vaciado por soplado.

Para una protección efectiva tanto del pipeteador como de la muestra se suministra de serie con un filtro hidrófobo de 45 µm.

El cono portapipeta de silicona es autoclavable a 121 °C.

Peso: 130 g.

Pipeteador Manual "Safetypette Pro". Código **0475155**



NUEVO

#### ACCESORIOS para "Powerpette Plus" y "Safetypette Pro".



**Soporte de pared**, incluye banda adhesiva y tornillos de fijación, (solo para Powerpette Plus).

Código **0266138**



**Set de 5 filtros hidrófobos** de 0,45 µm.

Código **0266003**

**Set de 5 filtros hidrófobos** de 0,20 µm.

Código **0266089**

**Un filtro hidrófobo estéril** de 0,20 µm.

Código **0266090**

#### REPUESTO

**Cono portapipeta** de silicona.

Código **0266004**



### Aspirador de pipetas "COM-PIP"

#### CARACTERÍSTICAS

En polipropileno y émbolos con juntas de silicona para capacidades hasta 25 ml.

**PRECISIÓN Y SEGURIDAD.** Diseño ergonómico que permite las opciones de llenado y vaciado sin cambiar de posición manual. Alojamiento elástico de caucho termoplástico para la introducción de cualquier tipo de

pipetas. Pulsador lateral para vaciado automático.

Fácilmente desmontable para su limpieza.

Código	Capacidad	Color identificación
<b>1001131</b>	0 a 2 ml.	Azul
<b>1001132</b>	0 a 10 ml.	Verde
<b>1001133</b>	0 a 25 ml.	Rojo

