



Bolsas estériles para homogeneizadores tipo "Stomacher"

Bolsas en polietileno estériles por radiación. Espesor 7/100 mm. Ideales para la trituración de las muestras en exámenes bacteriológicos o durante la extracción de sustancias tóxicas contenidas en los alimentos, tejidos, etc...

Todas se presentan en bolsas de 25 unidades.

El código **15006** es una gradilla en acero inoxidable para 14 bolsas.

El código **15007** es un clip para ajustar la bolsa al rack.

mod.	código	descripción	capacidad ml	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	15001	bolsa 100 x 155 mm	80	2.500	4,80	0,010
2	15003	bolsa 180 x 300 mm	400	500	3,78	0,010
3	15004	bolsa 380 x 580 mm	3.500	400	11,70	0,040
4	15006	gradilla 390 x 200 x 240 mm	-	1	1,10	0,140
5	15007	clips de ajuste	-	10	0,20	0,001



Homogeneizador

Tubo en vidrio borosilicato y émbolo, compuesto por varilla de acero inoxidable y punta de Teflón. **Autoclavables**. El espacio entre el pistón y el recipiente es de $\pm 200 \mu\text{m}$.

Tubo

código	volumen ml	Ø cuerpo mm	altura mm	cantidad	peso	volumen
196102	2	8	120	1	0,01	0,001
196105	5	12	132	1	0,01	0,001
196110	10	16	150	1	0,02	0,001
196115	15	19	155	1	0,03	0,001

Émbolo

código	para tubo de	altura mm	cantidad	peso	volumen
196302	2	230	1	0,06	0,001
196305	5	235	1	0,06	0,001
196310	10	270	1	0,06	0,001
196315	15	270	1	0,06	0,001