



### Frasco cilíndrico graduado hasta 2 litros con asa

CE (IVD)

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de muestras de orina de 24 horas y muestras de líquidos. Recomendamos las versiones con tapón blanco estriado ya que poseen una junta interna de pexlán inerte de calidad farmacéutica por lo que **NO ES NECESARIO EL USO DE OBTURADOR**, garantizando su hermeticidad.

El cuerpo está graduado cada 50 ml hasta 2 litros. El asa permite una mejor sujeción y facilita el transporte de varios frascos de una sola vez. Diámetro de la base: 108 mm. Altura con tapón: 290 mm. Cajas por palet: 16.

Los frascos embolsados unitariamente lo son mediante sistema retráctil.

Sobre pedido podemos suministrar otras versiones, tapones de colores y frascos esterilizados.

	código	color frasco	tipo de tapón	presentación	bolsa unitaria	estéril	Ø boca interna	cantidad caja	peso caja	volumen caja
	408001	natural	blanco, con junta	sin roscar	no	no	65 mm	34	7,00	0,140
NEW	408001.O	natural	blanco, con junta	roscado	sí	OXÍDO DE ETILENO	65 mm	34	7,00	0,140
	408001-86	natural	negro + obturador	sin roscar	no	no	86 mm	33	7,00	0,140
	408001OBT	natural	negro + obturador	sin roscar	no	no	66,5 mm	33	7,00	0,140
	408001O/T	natural	negro + obturador	roscado	no	no	66,5 mm	33	7,00	0,140
NEW	408001O.3	negro	negro + obturador	sin roscar	no	no	66,5 mm	33	7,00	0,140
	408001.1	natural	blanco, con junta	roscado	sí	no	65 mm	34	7,00	0,140