




### Frascos roscados 57 x 73 mm

CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia. Volumen del frasco: 150 ml, graduado a 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir. Color estándar del tapón: rojo.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409701	polipropileno etiquetado	475	8,10	0,140	16
409702	polipropileno	475	8,00	0,140	16
409726	polipropileno con bolsa individual <b>ESTÉRIL A</b>	400	7,60	0,140	16
409726.G	polipropileno con bolsa individual <b>ESTÉRIL POR RADIACIÓN</b>	400	7,60	0,140	16



#### Medidas exactas:

A 56,3 mm; B 62,1 mm; C 74,3 mm. Volumen máximo 148 ml. Volumen recomendado 110 ml.

### Frascos sin roscar 57 x 73

CE (IVD)

Mismas características que los anteriores.

En la misma caja se presentan los cuerpos y los tapones (en una bolsa).

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409703	polipropileno no roscado	620	10,50	0,082	24

