

Soporte para pipetas

Este soporte para 94 pipetas consiste en dos placas giratorias que permiten al usuario coger con comodidad las pipetas que desee. La placa inferior está diseñada para proteger las puntas de las pipetas de serología. Posee pequeños agujeros para el drenaje del agua. Diámetro de las 2 placas: 18 cm. Se suministra desmontado, con instrucciones de montaje. Fabricado en polipropileno.

Autoclavable. La distancia entre los dos platos es de 170 mm.

Soporte apto para todas nuestras pipetas de serología de las páginas 75 y 76, excepto el modelo de 25 ml.

código	dimensiones mm (Ø x h)	cantidad caja	peso caja	volumen caja
19254	230 x 480	1	0,35	0,008



Desecador en plástico

Base en polipropileno y tapa en policarbonato transparente. Soporta vacío de 740 mm Hg durante 24 horas (la pérdida no excede 20 mm Hg).

Hermeticidad entre tapa y base mediante anillo junta que se comprime al hacer vacío.

La válvula (policarbonato) y el grifo (polietileno) permiten, al girarse ligeramente, la entrada progresiva del aire. Una capa fina de grasa sobre la anilla-junta permite crear el vacío inicial. El desecador incluye una cesta interna para el cloruro de calcio u otro agente desecador.

código	diámetro mm	altura ext. mm	altura int. mm	cantidad por caja	peso caja	volumen caja
19230	200	230	175	1	2,00	0,004
19554	250	300	225	1	2,50	0,018

Placas para desecador

CE (IVD)

Material: polipropileno blanco con 25 agujeros. **Autoclavable.**

código	diámetro mm	para desecador	cantidad caja	peso caja	volumen caja
19231	190	19230	10	0,20	0,001
19553	239	19554	10	0,30	0,001

Cantidad mínima de venta 1.



Desecador en vidrio

Cuerpo y tapa fabricados en vidrio borosilicato 3.3. Alto grado de resistencia química. Pueden utilizarse desecantes como cloruro cálcico, gel de sílice, pentóxido de fósforo e incluso ácido sulfúrico.

Para su utilización el usuario debe limpiar las superficies de sellado y lubricarlas con grasa para vacío. Puede mantener un vacío a 500 mm Hg durante 24 horas.

Dimensiones: Ø 200 mm, altura 270 mm.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
19232	desecador con placa de acero inoxidable	1	5,10	0,022
19235	desecador con placa de acero inoxidable y llave de teflón	1	5,10	0,022

