





Pipetas de uso general

CE (IVD)

En polietileno transparente.
Los modelos **estériles** son por óxido de etileno, excepto el código **200120** que es radiación.
Tolerancia volumétrica $\pm 10\%$.

mod.	código	presentación	longitud mm	Ø de la caña mm	capacidad total ml	capacidad bulbo ml	peso caja	volumen caja	
A	200121	10 x 1.000	67	3,9	1,1	0,5	7,21	0,047	NEW
B	200122	10 x 1.000	115	2,9	1,3	0,7	7,5	0,047	NEW
C	200001	8 x 500	87	4,7	1,7	0,9	3,5	0,040	
D	200000	10 x 400	150	6,3	8,0	4,6	8,7	0,095	
D	200120	ESTÉRIL 8 x 400 bolsas de 20	150	6,3	8,0	4,6	9	0,130	
E	200005	6 x 500	150	2,5	4,0	3,1	4,2	0,070	
E	200008	ESTÉRIL 6 x 500 envase unitario peel-pack	150	2,5	4,0	3,1	7,2	0,165	
E	200038	ESTÉRIL 6 x 500 envase unitario flow-pack	150	2,5	4,0	3,1	7,2	0,165	




Pipetas de uso general

CE (IVD)

En polietileno transparente. Los modelos **estériles** son por óxido de etileno.
Tolerancia volumétrica $\pm 10\%$.

mod.	código	presentación	longitud mm	Ø de la caña mm	capacidad total ml	capacidad bulbo ml	peso caja	volumen caja
A	210003	8 x 400	104	3,0	1,5	1,0	2,4	0,023
A	210023	ESTÉRIL 500 envase unitario peel-pack	104	3,0	1,5	1,0	1,7	0,03
B	210002	10 x 500	144	5,0	5,0	3,3	7,4	0,099
B	210022	ESTÉRIL 500 envase unitario peel-pack	144	5,0	5,0	3,3	1,7	0,03
C	210004	8 x 250	153	3,0	5,5	3,0	2,5	0,04
C	210024	ESTÉRIL 500 envase unitario peel-pack	153	3,0	5,5	3,0	1,9	0,03



Pipetas extra largas

CE (IVD)

En polietileno transparente. El modelo **200050** está graduado cada 1 ml hasta 5 ml. Tolerancia volumétrica $\pm 10\%$.

mod.	código	presentación	longitud mm	Ø de la caña mm	capacidad total ml	capacidad bulbo ml	peso caja	volumen caja
A	200050	10 x 250	216	-	5,0	3,5	8,18	0,102
B	200060	10 x 100	300	9,0	23,0	7,1	7,3	0,106
C	210006	10 x 400	225	5,0	6,0	2,3	8,4	0,099